PROBADOR DE FUGAS PARA EQUIPOS OLYMPUS



*Las imagenes mostradas son con fines ilustrativos.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Accesorio de prueba de hermeticidad diseñado para la detección de fugas en videoendoscopios flexibles OLYMPUS, mediante la aplicación controlada de aire a presión.
Integra manómetro analógico para la supervisión de presión, manguera de conexión y boquilla o adaptador compatible con el puerto de prueba del endoscopio. Permite identificar posibles perforaciones o pérdidas de hermeticidad en la cubierta exterior y componentes del instrumento antes de iniciar los procesos de limpieza y reprocesamiento.

CARACTERÍSTICAS

Este accesorio se utiliza para comprobar la hermeticidad de los endoscopios flexibles antes de iniciar su proceso de limpieza y reprocesamiento. Permite introducir aire a presión controlada y detectar posibles fugas en la cubierta exterior, articulaciones o componentes internos del equipo.

El probador permite:

- Detectar perforaciones o daños en la cubierta del endoscopio.
- Identificar posibles fugas en las secciones flexibles y articulaciones.
- Comprobar la hermeticidad antes de la inmersión y limpieza.
- Prevenir daños internos ocasionados por la entrada de líquidos.
- Contribuir al mantenimiento preventivo y conservación de los videoendoscopios.

Precaución: la presión de prueba debe ajustarse estrictamente al manual del modelo de endoscopio. Por ejemplo, Olympus establece un límite de 27 kPa para un modelo específico de la serie ENF-VH; ese valor no debe extrapolarse a todos los endoscopios.

