ADVANCE

CARRO DE VIDEO STRYKER



ESPECIFICACIONES

El carro de video de Stryker administra el equipo de video de imágenes médicas para que el personal quirúrgico pueda concentrarse en la cirugía. Este carro tiene un diseño compacto para trabajar en un espacio limitado, pero ofrece un amplio espacio en los estantes para todas las configuraciones endoscópicas. El carro es lo suficientemente fuerte como para proteger valiosos equipos de video, pero lo suficientemente liviano como para facilitar la evolución de las configuraciones de quirófano.



Carro Porta Equipo Stryker
Brazo porta Monitor de hasta 32″
4 Bandejas p/equipos.
Dimensión: 190 x 66 x 70cm
Color Blanco/Gris
Diseño compacto
Ligero para facilitar el movimiento
Amplio espacio en las estanterías Interruptor de alimentación montado en la parte delantera
Brazo de montaje de pantalla plana Soporte para depósito de CO2
Ruedas giratorias de alta gama

*Las imagenes mostradas son con fines ilustrativos.