
ENDOSCOPÍA GASTROINTESTINAL ALTA

EG-760R ELUXEO™ VIDEOGASTROSCOPIO Tipo Rutinario

Este gastroscopio de uso rutinario de la serie ELUXEO™ 760 está equipado con tecnología CMOS y proporciona imágenes y videos en alta definición (HD) para la práctica diaria. La función de enfoque cercano (Close Focus) permite la observación desde tan solo 2 mm de profundidad.



Campo de visión	140°
Rango de observación	2 – 100 mm
Capacidad de flexión	Arriba 210° / Abajo 90° Derecha 100° / Izquierda 100°
Ø del extremo distal	9.2 mm
Ø de la porción flexible	9.3 mm
Ø del canal de trabajo	2.8 mm
Longitud total	1,100 mm 1,400 mm




EG-760Z ELUXEO™ VIDEOGASTROSCOPIO Amplificación Óptica

Este gastroscopio con zoom cuenta con el conocido Multi Zoom de 145x*, lo que permite una visualización más nítida y detallada, facilitando un análisis más profundo de las estructuras mucosas. Posee un radio de curvatura pequeño y una funcionalidad similar a la del gastroscopio rutinario, incluyendo todas sus características.




Campo de visión	Normal 140°/Cercano 56°
Rango de observación	1.5 – 100 mm Normal 3 – 100 mm Cercano 1.5 – 2.5 mm
Capacidad de flexión	Arriba 210° / Abajo 90° Derecha 100° / Izquierda 100°
Ø del extremo distal	9.9 mm
Ø de la porción flexible	9.8 mm
Ø del canal de trabajo	2.8 mm
Longitud de trabajo	1,100 mm
Longitud total	1,400 mm



Radio de curvatura pequeño

Presenta un radio en la sección de curvatura estrecho con una angulación mejorada. Está diseñado para acercarse al punto de observación objetivo y a la lesión con mayor facilidad y menor esfuerzo.



*** En combinación con una pantalla de 26 pulgadas.**