FUENTE DE LUZ STRYKER L11 LED



*Las imagenes mostradas son con fines ilustrativos.

ESPECIFICACIONES

La fuente de luz Stryker L11 se usa para:

- Iluminar el interior del cuerpo durante procedimientos laparoscópicos asistidos por video.
- Proporcionar luz blanca uniforme para mejorar la claridad de la imagen en monitores.
- Reducir la necesidad de ajustes frecuentes de iluminación gracias a AutoLight.

CARACTERÍSTICAS

La fuente de luz Stryker L11 LED con tecnología AutoLight es un dispositivo diseñado para proporcionar iluminación quirúrgica de alta calidad y consistente durante procedimientos endoscópicos o laparoscópicos. Su tecnología AutoLight ajusta automáticamente la intensidad de la luz según la anatomía y condiciones del campo quirúrgico, lo que permite a los cirujanos centrarse en la cirugía sin tener que manipular constantemente la iluminación.

Esta luz se usa principalmente como soporte de iluminación para cámaras quirúrgicas 4K y HD en torres de laparoscopía o endoscopía.

Tecnología LED moderna: Emite luz blanca brillante con larga vida útil, hasta 10 000 h o más sin necesidad de reemplazo frecuente.

AutoLight Technology: Ajuste automático de brillo basado en anatomía, mejorando la visibilidad sin ajustes manuales constantes.

Minimiza sombras: Diseño que reduce las sombras en el campo de visión, favoreciendo una iluminación uniforme.

Compatible con sistemas 4K: Se integra perfectamente con cámaras como la Stryker 1688 4K AIM.

Iluminación estable y eficiente: LED de alta eficiencia con menor producción de calor y consumo energético que las fuentes halógenas tradicionales.

Ergonómico y duradero: Construcción robusta para uso continuo en quirófano.

55 5556 0166

www.advancemedical.com.mx