
MONITOR STRYKER 4K DE 32"



*Las imagenes mostradas son con fines ilustrativos.

ESPECIFICACIONES

Pantalla quirúrgica OLED
La pantalla quirúrgica de diodo orgánico emisor de luz (OLED) 4K de 32" está diseñada para mejorar la experiencia visual en el quirófano.* Con tan solo 14 libras, esta pantalla ofrece más de mil millones de colores y una visualización precisa desde diversos ángulos.

CARACTERÍSTICAS

Stryker 4K 32" es un monitor quirúrgico que tiene como objetivo aumentar aún más la experiencia visual en el quirófano, en comparación con las versiones anteriores del monitor. Con 4 veces la densidad de píxeles y 6 pulgadas más de área de visualización, esta pantalla proporciona una imagen más brillante y colorida.

- Pantalla de alta resolución: pantalla de 32 pulgadas con resolución 4K de ultra alta definición.
- Precisión del color: reproducción precisa y realista de las imágenes quirúrgicas.
- Imágenes de baja latencia: minimiza la latencia para proporcionar retroalimentación instantánea.
- Conectividad integrada: equipado con HDMI, DisplayPort y USB, lo que permite la integración con cámaras quirúrgicas, sistemas endoscópicos y otros dispositivos médicos.
- Esterilizabilidad y durabilidad: fácil esterilización y mantenimiento, con superficies selladas y construcción duradera para evitar la entrada de fluidos y contaminantes.
- Cumplimiento de las normas médicas: El monitor cumple con los estrictos estándares de dispositivos médicos en cuanto a seguridad, rendimiento y compatibilidad electromagnética (EMC).