VIDEOCOLONOSCOPIO OLYMPUS CF-H180AL



*Las imagenes mostradas son con fines ilustrativos.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El EVIS EXERA II CF-H180AL colonovideoscope es compatible con HDTV, ofreciendo la mayor resolución y calidad de imagen posible. Cuenta con un impresionante conjunto de funciones avanzadas, incluyendo la Imagen de Banda Estrecha (NBI) para mejorar la visualización de tejido mucoso y estructuras capilares. Una función de Enfoque Cercano produce el mismo efecto que la magnificación electrónica simplemente acercando la punta del telescopio al área de observación. Un generoso canal de 3,7 mm de diámetro (tubo de inserción de 12,8 mm de diámetro) permite una amplia gama de dispositivos endoscópicos manteniendo la capacidad de succión.

CARACTERÍSTICAS

- **Mejora la visualización:** La imagen™ de banda estrecha (NBI) combinada con HDTV y enfoque cercano mejora la observación de la mucosa. El campo de visión extra amplio de 170° permite una observación completa del punto y puede facilitar la reducción de las tasas de fallos, tiempos de examen más cortos y una mayor eficiencia del procedimiento.
- **Limpieza mucosa sencilla para una mejor observación:** Una función auxiliar de agua puede combinarse con una bomba de descarga dedicada para permitir la eliminación de moco y coágulos en el colon con solo tocar un interruptor en el telescopio o en la unidad de pedaleo.
- **Mejor manejo:** El CF-H180AL/I incorpora la tecnología innoflex™ de rigidez variable, que permite ajustar la flexibilidad del tubo de inserción para adaptarse a las condiciones y contornos del colon.

